

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.2mag.nt-rt.ru | | mge@nt-rt.ru

Технические характеристики на мешалки для клеточных культур с внешним блоком управления bioMIXdrive КОМПАНИИ **2mag**

Мешалки для клеточных культур с внешним блоком управления - bioMIXdrive

Магнитная мешалка с 1/2/3/4 позициями предназначена для бережного

и безопасного перемешивания клеточных культур и бульонных и вязких культур.

Не требует технического обслуживания, большая рабочая поверхность, работа без рывков. Диапазон скоростей от

5 до 250 об/мин. Герметичный корпус из нержавеющей стали с защитой от бактериального загрязнения. Класс

защиты IP68. Может работать под водой, простая чистка. Плоская форма, прочная конструкция. Используется с

пропеллерными и шаровыми колбами для культур. Специальные размеры по запросу. 3 года гарантии. Сделано в

Германии. Пригодна для использования под водой.

Спецификация

Условия работы: от -10°C до +50°C (при 100% влажности)

+50°C при погружении в воду

Материал корпуса: нержав. сталь

Класс защиты: IP 68

Тип	Число оборотов об/мин	Кол-во рабочих мест	Расстояние между центрами мм	Перемешиваемый объем мл	Размеры (Ш x Д x В) мм	Мощность Вт	Вес кг	Кол-во в упак.
bioMIXdrive 1	5 - 250	1		5 - 5000	180 x 180 x 38	5	2,5	1
bioMIXdrive 2	5 - 250	2	140	5 - 5000	130 x 270 x 38	5	2,5	1
bioMIXdrive 3	5 - 250	3	140	5 - 5000	130 x 410 x 38	5	3,5	1
bioMIXdrive 4	5 - 250	4	140	5 - 5000	270 x 270 x 38	5	4,7	1







bioMIXdrive 1



Не требующая нагрева и обслуживания магнитная мешалка 2mag с большой поверхностью, 1 положением для перемешивания, объемом перемешивания до 5000 мл, также подходит для вязких питательных сред и не требует нагрева в течение длительного времени в CO₂-инкубаторах.

Не требующий обслуживания 2-магнитный шаговый двигатель для очень медленного и 100% без рывков и щадящего перемешивания клеточных культур, расширенный диапазон скоростей от 5 до 250 об/мин, без рывков, равномерное и плавное перемешивание даже на малых скоростях, подходит для культуральных колб с вращающимися пропеллерными и шаровыми системами.

Полностью герметизированный и герметично закрытый корпус из нержавеющей стали, IP68, защита от воды, пыли и микробов, чрезвычайно прочная конструкция и производительность, простота очистки и максимальная прочность, возможность погружения в водяную баню, предназначен для длительной работы без нагрева в CO₂-инкубаторах, индивидуальные размеры по запросу.

-  Защита от воды и микробов
-  Долгая работа без нагрева в CO₂-инкубаторе Занимаемая площадь
-  18 x 18 см
-  Выдающееся качество с длительным сроком службы
-  Гарантия 3 года
-  Разработано и произведено в Германии.

Пожалуйста, заказывайте блок управления отдельно.

Тип	биоМИКСдрайв 1
Точки перемешивания	1
Объем перемешивания / точка перемешивания	5 - 5.000 мл
Диапазон скоростей	5 - 250 об/мин
Мощность перемешивания / точка перемешивания	5 Вт
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Допустимые условия эксплуатации	от -10°C до +50°C (при 100% влажности)
Допустимые условия эксплуатации	+50 °C в воде
Рабочее напряжение (макс.)	48 В постоянного тока
Размеры (ШхГхВ)	180 x 180 x 38 мм
Категория защиты	IP68
Вес (брутто)	ок. 2,5 кг
№ заказа.	80001

3 года гарантии на материалы и изготовление.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения. Мы не несем ответственности за ошибки в печати или наборе текста.

80002 2mag 2mag - bioMIXdrive 2 Система перемешивания для клеточной культуры 2 точки перемешивания

Гарантия 1 год

Код: 80002



Разработанный для тщательного и защитного смешивания клеточных суспензий и культуральных бульонов, разработанный для самых высоких требований, а также непрерывных операций без потепления и бескомпромиссной работы, например, в CO₂-инкубаторах.

Необогреваемая и не требующая обслуживания магнитная мешалка с 2 точками перемешивания, большая поверхность, также подходит для вязких питательных сред.

Необслуживаемый 2-шаговый моторный привод для чрезвычайно медленного и 100% безударного и мягкого перемешивания клеточных культур, расширенного диапазона скоростей от 5 до 250 об / мин, без рывков, равномерного и плавного перемешивания также на медленных скоростях, подходит для культурных задач с вращающимися пропеллерными и вращающимися шариковыми системами.

Полностью герметичный и герметично закрытый корпус из нержавеющей стали, IP68, защищенный от воды, пыли и микробов, чрезвычайно прочная конструкция и производительность, простота в уходе и максимальная прочность, погружение в водяные бани, разработанные для длительной работы без CO₂ в CO₂-инкубаторы.

3 года гарантии на материал и изготовление, разработанные и изготовленные в Германии.

Пожалуйста, заказывайте блок управления bioMIXcontrol отдельно!

Точки перемешивания: 2

Расстояние точки перемешивания: 140 мм

Объем перемешивания: 5 - 5000 мл.

Диапазон скоростей: 5 - 250 об / мин

Мощность перемешивания / положение: 5 Вт

Материал корпуса: нержавеющая сталь

Материал уплотнения: PUR

Допустимые условия эксплуатации: от -10 до +50 ° C (при 100% влажности) соответственно.
+ 50 ° C в воде

Допустимые условия хранения: от -40 ° C до + 70 ° C, 10 - 95%, 500 - 1060 гПа

Рабочее напряжение (макс.): 48 В пост.

Степень защиты: IP68

Размеры (ШxГxВ): 130 x 270 x 38 мм

Вес (брутто): прибл. 2,9 кг

Описание типа продукта:	bioMIXdrive
Тип вождения:	двигатель
Максимальная рабочая температура:	50 ° C
Минимальная скорость вращения:	5 rpm
Максимальная скорость вращения:	250 rpm
Рекомендуемый максимальный перемешиваемый объем:	5 л
Тип защиты IP:	IP68
Напряжение питания:	115/230 В, от 50 до 60 Гц
Вес нетто:	2,5 кг
Ширина:	130 мм
Глубина:	270 мм
Высота:	38 мм
Количество мешалок:	2

80003 2mag 2mag - bioMIXdrive 3 Система перемешивания для клеточной культуры 3 точки перемешивания

Гарантия 1 год

Код:

80003



Разработанный для тщательного и защитного смешивания клеточных суспензий и культуральных бульонов, разработанный для самых высоких требований, а также непрерывных операций без потепления и бескомпромиссной работы, например, в CO₂-инкубаторах.

Необогреваемая и не требующая обслуживания магнитная мешалка с 3 точками перемешивания, большая поверхность, также подходит для вязких питательных сред.

Необслуживаемый 2-шаговый моторный привод для чрезвычайно медленного и 100% безударного и мягкого перемешивания клеточных культур, расширенного диапазона скоростей от 5 до 250 об / мин, без рывков, равномерного и плавного перемешивания также на медленных скоростях, подходит для культурных задач с вращающимися пропеллерными и вращающимися шариковыми системами.

Полностью герметичный и герметично закрытый корпус из нержавеющей стали, IP68,

защищенный от воды, пыли и микробов, чрезвычайно прочная конструкция и производительность, простота в уходе и максимальная прочность, погружение в водяные бани, разработанные для длительной работы без CO₂ в CO₂-инкубаторы.

3 года гарантии на материал и изготовление, разработанные и изготовленные в Германии.

Пожалуйста, заказывайте блок управления bioMIXcontrol отдельно!

Точки перемешивания: 3

Расстояние точки перемешивания: 140 мм

Объем перемешивания: 5 - 5000 мл.

Диапазон скоростей: 5 - 250 об / мин

Мощность перемешивания / положение (макс.): 5 Вт

Материал корпуса: нержавеющая сталь

Материал уплотнения: PUR

Допустимые условия эксплуатации: от -10 до +50 ° C (при 100% влажности) соответственно. + 50 ° C в воде

Допустимые условия хранения: от -40 ° C до + 70 ° C, 10 - 95%, 500 - 1060 гПа

Рабочее напряжение (макс.): 48 В пост.

Степень защиты: IP68

Размеры (ШxГxВ): 130 x 410 x 38 мм

Вес (брутто): прибл. 4,1 кг

Описание типа продукта:	BioMIXdrive 3
Тип вождения:	двигатель
Максимальная рабочая температура:	50 ° C
Минимальная скорость вращения:	5 rpm
Максимальная скорость вращения:	250 rpm
Рекомендуемый максимальный перемешиваемый объем:	5 л
Тип защиты IP:	IP68
Напряжение питания:	115/230 В, от 50 до 60 Гц
Вес нетто:	3,8 кг
Ширина:	130 мм
Глубина:	410 мм
Высота:	38 мм
Количество мешалок:	3

80004 2mag 2mag - bioMIXdrive 4 Система перемешивания для клеточной культуры 4 точки перемешивания

Гарантия 1 год

Код: 80004



Разработанный для тщательного и защитного смешивания клеточных суспензий и культуральных бульонов, разработанный для самых высоких требований, а также непрерывных операций без потепления и бескомпромиссной работы, например, в CO₂-инкубаторах.

Магнитная мешалка без нагрева и технического обслуживания с 4 точками перемешивания, большая поверхность, также подходит для вязких питательных сред.

Необслуживаемый 2-шаговый моторный привод для чрезвычайно медленного и 100% безударного и мягкого перемешивания клеточных культур, расширенного диапазона скоростей от 5 до 250 об / мин, без рывков, равномерного и плавного перемешивания также на медленных скоростях, подходит для культурных задач с вращающимися пропеллерными и вращающимися шариковыми системами.

Полностью герметичный и герметично закрытый корпус из нержавеющей стали, IP68, защищенный от воды, пыли и микробов, чрезвычайно прочная конструкция и производительность, простота в уходе и максимальная прочность, погружение в водяные бани, разработанные для длительной работы без CO₂ в CO₂-инкубаторы.

3 года гарантии на материал и изготовление, разработанные и изготовленные в Германии.

Пожалуйста, заказывайте блок управления bioMIXcontrol отдельно!

Точки перемешивания: 4

Расстояние точки перемешивания: 140 мм

Объем перемешивания: 5 - 5000 мл.

Диапазон скоростей: 5 - 250 об / мин

Мощность перемешивания / положение (макс.): 5 Вт

Материал корпуса: нержавеющая сталь

Материал уплотнения: PUR

Допустимые условия эксплуатации: от -10 до +50 °С (при 100% влажности) соответственно.
+ 50 °С в воде

Допустимые условия хранения: от -40 °С до + 70 °С, 10 - 95%, 500 - 1060 гПа

Рабочее напряжение (макс.): 48 В пост.

Степень защиты: IP68

Размеры (ШxГxВ): 270 x 270 x 38 мм

Вес (брутто): прибл. 5,6 кг

Описание типа продукта:	BioMIXdrive 4
Тип вождения:	двигатель
Максимальная рабочая температура:	50 °С
Минимальная скорость вращения:	5 rpm
Максимальная скорость вращения:	250 rpm
Рекомендуемый максимальный перемешиваемый объем:	5 л
Тип защиты IP:	IP68
Напряжение питания:	115/230 В, от 50 до 60 Гц
Вес нетто:	5 кг
Ширина:	270 мм
Глубина:	270 мм
Высота:	38 мм
Количество мешалок:	4

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93